

PEARL

Presse-Information

[newgen medicals Mobiles medizinisches EKG-Messgerät mit PC-Software](#) **Jederzeit und überall den Herzrhythmus aufzeichnen: mit Sofort-Ergebnis**

- Ideal zur spontanen Herzrhythmus-Messung bei Unwohlsein
- Farbdisplay zeigt EKG-Kurve und Herzfrequenz
- Meldet unauffälliges sowie auffälliges Mess-Ergebnis
- Medizinprodukt der Klasse IIa
- Kostenlose Software für Auswertung
- Ausdauernder Akku für bis zu 500 Messungen

Einfache Herzrhythmus-Messung jederzeit und überall: Das [EKG-Messgerät](#) von [newgen medicals](#) wird einfach zwischen den Handflächen gehalten. Oder an die Brust, ans Hand- oder Fußgelenk. In 10 bis 30 Sekunden hat man ein zuverlässiges Ergebnis - mit EKG-Kurve und Herzfrequenz!

Man weiß sofort, ob Handlungsbedarf besteht! Denn das Gerät beurteilt automatisch, ob der Herzrhythmus unauffällig war. War er das nicht, erkennt man auch die Art der Abweichung - ob zu schnell oder zu langsam, unregelmäßig oder mit Pausen verbunden.

Langzeit-Auswertung per kostenloser PC-Software: Die Messdaten lassen sich über USB auf den Computer übertragen. Schon vergleicht man verschiedene Messungen miteinander. Und für den nächsten Arztbesuch druckt man die Daten ganz bequem aus.

Ausdauernder Akku: Eine Aufladung reicht für bis zu 500 Messungen. So hat man das Messgerät auch auf längeren Ausflügen immer einsatzbereit dabei.

- **Zur Messung und Überwachung des Herzrhythmus** bei auftretendem Unwohlsein
- **4 Mess-Methoden:** zwischen den Handflächen, zwischen Zeigefinger und Brust, Handgelenk oder Fußgelenk
- Farbdisplay mit 4,5 cm / 1,77" Diagonale: zeigt EKG-Kurve und Herzfrequenz
- **Meldet unauffälliges sowie auffälliges Mess-Ergebnis**, mit Anzeige der Norm-Abweichung
- Aufzeichnungsdauer je Messung: 10, 15 oder 30 Sek. (einstellbar per Software)
- **Auswertungs- und Export-Software** für Windows 7/8/8.1/10 (Download im Support-Bereich)
- **Medizinprodukt der Klasse IIa**
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 480 mAh für bis zu 500 Messungen, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 45 x 100 x 15 mm, Gewicht: 60 g
- EKG-Messgerät inklusive USB-Kabel und deutscher Anleitung

Preis: 79,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4590-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-NX4590-5201.shtml>

Presse-Information

Bilderlinks*:

https://www.pearl.de/Presse/NX-4590_02_newgen_medicals_Mobiles_medizinisches_EKG-Messgeraet_mit_Software.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-4590_03_newgen_medicals_Mobiles_medizinisches_EKG-Messgeraet_mit_Software.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-4590_04_newgen_medicals_Mobiles_medizinisches_EKG-Messgeraet_mit_Software.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-4590_05_newgen_medicals_Mobiles_medizinisches_EKG-Messgeraet_mit_Software.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-4590_06_newgen_medicals_Mobiles_medizinisches_EKG-Messgeraet_mit_Software_Screen.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-4590_07_newgen_medicals_Mobiles_medizinisches_EKG-Messgeraet_mit_Software_Screen.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-4590_08_newgen_medicals_Mobiles_medizinisches_EKG-Messgeraet_mit_Software_Screen.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL.GmbH / www.pearl.de.

Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: <https://www.lifep.r.de/newsroom/pearlgmbh/>

PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip

Bezugsquelle: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, <https://www.pearl.de>