



Presse-Information

[newgen medicals Profi-Laufband & Fitness-Station LF-512.multi, App, Bluetooth, 18 km/h, 1.865 Watt](#)

Multifunktionales Laufband für effektives Ganzkörper-Training zu Hause

Fitness, Ausdauer und Muskelkraft steigern: Mit dem [Workout-Trainer](#) von [newgen medicals](#) tut man das jetzt ganz bequem in seinem Zuhause: So spart man sich den Gang ins Fitness-Studio!

Bis zu 18 km/h kann man Bahnen laufen und mit regelmäßigen Trainings-Einheiten seine Kondition steigern. Wer bevorzugt Pfunde zum Schmelzen bringen möchte, läuft langsamer bei konstantem Puls. Diesen sowie Geschwindigkeit, Distanz, Zeit und Kalorienverbrauch hat man auf dem großen LCD-Display immer im Blick!

Mit Sit-ups und Hanteln zur Traumfigur: Dank Fitness-Station für den Oberkörper kräftigt man unterschiedliche Muskelgruppen und ergänzt so das Lauftraining optimal. Nach dem Training entspannen die Muskeln mit der integrierten Vibrationsmassage.

Bequeme Auswertung über das Smartphone: Es lassen sich eigene Trainingspläne erstellen, vorgegebene Strecken abjagen oder spezielle Lauf-Workouts absolvieren. Natürlich kann man seinen Trainingserfolg auch analysieren.

Mit Musik läuft es sich besser: Kabellos werden Playlisten von Speicherplatte und USB-Stick abgespielt. Oder man verbindet MP3-Player & Co. einfach per Audiokabel. Schon hört man seine Wunsch-Hits über die integrierten Lautsprecher!

Im Handumdrehen platzsparend verstaut: Dank hydraulischer Hebemechanik wird der Personal-Trainer nach dem Laufen mühelos zusammengefaltet! Mit den zwei Rollen an der Unterseite ist das Laufband auch schnell verstaut, beispielsweise unter dem Bett.

- **2in1-Profi-Laufband LF-512.multi für effektives Lauf- und Ganzkörper-Training**
- **Pulsmesser:** Sensoren direkt am Griff messen den Puls
- **Auch für Oberkörper-Training:** Fitness-Station mit Sit-up-Bank und 2 Fitness-Hanteln (je 905 g)
- **Vibrationsgerät mit Massageband:** für optimale Muskelentspannung nach dem Training
- **12 intelligente Trainingsprogramme:** Warmlaufen, Zufall, 5-Kilometer-Lauf, Wettkampf, Fettverbrennung, Bergauf, Zeit-Ziel, Distanz-Ziel, Kalorien-Ziel, Bergsteigen, Strandsport und Gelände-Rennen
- **Geschwindigkeit und Steigungsgrad:** stufenlos einstellbar von 1 - 18 km/h und 0 - 15 %
- **Bluetooth Version 4.0** für Verbindung mit Smartphone & Co.
- Gratis-App für Smartphone und Tablet-PC mit iOS ab 8.0 und Android ab 4.3: für Szenen- und Routenwahl, Trainingsplan, Trainingsziel, Training nach Herzfrequenz und Einstellungen
- **Kompatibel zu Apple Health:** für Anzahl der Schritte, zurückgelegte Strecke und Auswertung der Aktivitätsenergie
- **Großes LCD-Display:** zeigt Geschwindigkeit, Distanz, Zeit, Kalorienverbrauch und Puls
- **9 Bedien-Tasten für Training:** Ventilator-Funktion, Steigung rauf, Steigung runter, Programm, Modus, langsamer, schneller, Start, Stopp
- Je 3 Direktwahl-Tasten für 6 / 12 / 18 km/h und 2 / 4 / 8 % Steigung

Presse-Information

- **Sicherer Not-Stopp:** über magnetischen Sicherheitsschalter
- Musik-Wiedergabe von USB-Stick und SD-Speicherkarte bis 128 GB (jeweils bitte dazu bestellen) sowie per Audiokabel von MP3-Player & Co.
- **5 Tasten für Musik-Wiedergabe:** leiser, lauter, Wiedergabe/Pause, vor, zurück
- Integrierte Stereo-Lautsprecher (RMS): 2x 3 Watt, Musik-Spitzenleistung: 12 Watt
- **Anschlüsse: USB-Port, SD-Steckplatz und AUX (3,5-mm-Klinkenbuchse)**
- Leistung: 2,5 PS, 1.865 Watt
- Belastbar bis 150 kg
- **Lauffläche einfach hochklappen und sicher absenken:** dank hydraulischer Hebemechanik
- 2 Rollen: leicht zu verschieben, z.B. zum Verstauen unter dem Bett
- Integrierte Halterung für Tablet-PC, Smartphone & Co. sowie Getränkehalter
- Stromversorgung Laufband: 230 Volt (Kabellänge: 170 cm), Vibrationsgerät: 230 Volt (Kabellänge: 180 cm)
- Maße Stellgröße: 180 x 81 x 132 cm, Lauffläche: 130 x 48 cm, Gesamtgewicht: 88 kg
- Laufband inklusive Sicherungsseil, 2 Fitness-Hanteln, Vibrationsgerät mit Rückenband, Montage-Material und deutscher Anleitung

Preis: 699,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 1.299,90 EUR

Bestell-Nr. NX-5883-625

Produktlink: <https://www.pearl.de/a-NX5883-4000.shtml>

Bilderlinks*:

https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_1_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_2_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_3_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_4_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_5_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_6_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_7_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_8_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_9_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_10_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_11_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_12_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_13_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg
https://www.pearl.de/Presse/NX-5883_14_newgen_medicals_Profi-Laufband_und_Fitness-Station_LF-512.multi.jpg

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=402gZWpOjfU>

PEARL bei Twitter:

<https://twitter.com/PEARLGmbH>

PEARL auf Facebook:

<https://www.facebook.com/Pearl.GmbH>

PEARL auf Google+:

<https://plus.google.com/+pearl/>

Unsere Pressemitteilungen finden Sie hier: <http://bit.ly/PEARL-Pressefach>

PEARL-Logo zum Download: <http://bit.ly/PEARL-Logo>

Bezugsquelle: PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, <https://www.pearl.de>

* Bitte beachten Sie, dass Modelbilder nur maximal zwei Jahre nach dem Aussand der Presse-Information veröffentlicht werden dürfen.