



## Presse-Information

### [newgen medicals Mini-Alkohol- und Atem-Tester für iOS-Geräte mit 3,5-mm-Klinkenbuchse](#)

#### **Der Sofortcheck nach dem Restaurant: für Alkohol-Werte und Gerüche im Atem**

iPhone & Co. als Atem-Tester nutzen: Der smarte Tester-Aufsatz von [newgen medicals](#) passt in jede Jackentasche und ist immer dabei. Einfach an das iPhone stecken und die Atem-Werte analysieren.

Alkohol-Werte prüfen: Das ist ideal nach jedem Fest-, Bar- oder Restaurant-Besuch. Denn nur nüchtern fährt man sicher! Und: Frischer Atem ist einfach sexy!

Präzise Mess-Genauigkeit dank patentiertem System: Sensible Sensortechnik sorgt für hohe Präzision. Das Test-Gerät passt die Messung sogar dem Klima an, denn die Luft-Temperatur und -Feuchtigkeit beeinflussen BAK-Mess-Ergebnisse. Auf den Mini-Tester ist Sommer wie Winter Verlass!

- Mobiler Alkohol-Tester für iPhone & Co.
- **Testet die Alkohol-Werte im Atem**
- Auch zum Überprüfen des Atems einsetzbar: informiert sofort bei Mundgeruch
- **Patentierter iCheck-Sensor:** MEMS-Sensorprinzip und Nano-Technologie für hochpräzise Atemwert-Messung
- **Patentierter Nullwert-Kalibrierungs-Funktion:** sorgt für hohe Mess-Genauigkeit bei jedem Klima
- **Messgenauigkeit: +/- 0,01 % BAK bei 0,05 % BAK (Blut-Alkoholkonzentration)**
- **Für alle iOS-Geräte** mit 3,5-mm-Klinkenanschluss ab iOS 8.0: iPhone 4s/5/5c/5s/6 (Plus)/6s (Plus), iPad 2/3/4/Air/Air 2/mini/mini 2/mini 3/Pro, iPod touch (ab 5G)
- Kostenlose App erhältlich im App Store: bestimmt den Messwert
- Schnell und einfach: Tester mit dem iPhone verbinden, `reinpusten und Wert ablesen
- **Passt in jede Tasche:** winzigklein für die mobile Anwendung
- Immer **wieder verwendbar**
- Stromversorgung: 2 Knopfzellen CR2032 (enthalten)
- Maße: 40 x 33 x 10 mm, Gewicht: 16 g
- Atem-Test-Gerät inklusive 2 Knopfzellen und deutscher Anleitung

**Preis: 22,90 EUR** statt empfohlenem Herstellerpreis von 49,90 EUR

Bestell-Nr. NX4270-625

**Produktlink:** <http://www.pearl.de/a-NX4270-4320.shtml>

#### **Bilderlinks:**

[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_1\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_1_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_2\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_2_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_3\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_3_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_4\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_4_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_5\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_5_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_6\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_6_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_7\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_7_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-4270\\_8\\_newgen\\_medicals\\_Mini-Alkohol-\\_und\\_Atem-Tester\\_fuer\\_iOS-Geraete\\_mit\\_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-4270_8_newgen_medicals_Mini-Alkohol-_und_Atem-Tester_fuer_iOS-Geraete_mit_3,5-mm-Klinkenbuchse.jpg)

# Presse-Information

**PEARL bei Twitter:**

<https://twitter.com/PEARLGmbH>

**PEARL auf Facebook:**

<https://www.facebook.com/Pearl.GmbH>

**PEARL auf Google+:** <https://plus.google.com/+pearl/>

**Unsere Pressemitteilungen** finden Sie hier: <http://bit.ly/PEARL-Pressefach>

**PEARL-Logo zum Download:** <http://bit.ly/PEARL-Logo>

**Bezugsquelle:** PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, [www.pearl.de](http://www.pearl.de)