

# PEARL

## Presse-Information

### [newgen medicals Medizinischer Finger-Pulsoximeter mit OLED-Farbdisplay, exakte Messung](#)

#### **Sauerstoff und Puls zu Hause und beim Höhensport messen und überwachen**

Puls und Sauerstoffsättigung kontrollieren: Gerade beim Sport in großen Höhen sollte man seine Blutwerte stets im Auge behalten, beispielsweise beim Bergsteigen oder Skifahren. Aber auch für Personen mit Herzinsuffizienz oder Asthma bronchiale ist der Pulsoximeter der ideale Begleiter.

Die Anwendung ist kinderleicht: Einfach den Finger hineinstecken - schon misst der [Pulsoximeter](#) von [newgen medicals](#) vollkommen schmerzfrei. Das Farb-Display liest man jederzeit leicht ab - dank drehbarer Anzeige und einstellbarer Helligkeit.

Klein, leicht und immer dabei: Dank geringem Gewicht und kompakten Abmessungen ist das Gerät perfekt geeignet für unterwegs. Es lässt sich einfach in der Sporttasche verstauen oder wird am Halteband mitgetragen.

- Finger-Pulsoximeter für präzise Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Pulsfrequenz
- **Medizinprodukt der Klasse IIa**
- **Sehr einfache Anwendung:** Bedienung mit nur einem Knopf
- **Vollkommen schmerzfreie Messung**
- **Klein und leicht** für zu Hause und unterwegs
- **Ideal beim Sport in großen Höhen:** z. B. beim Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegen
- Auch geeignet für Personen mit Herzinsuffizienz, Asthma bronchiale und chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
- **Leicht ablesbares OLED-Farb-Display**, Helligkeit einstellbar
- **Immer perfekte Sicht aufs Display:** 4 Ansichtsperspektiven, drehbar um 90°, 180°, 270°; und 360°
- **Graphische Pulsanzeige** mit 2 Kurven
- Messbereich: 70 - 99 % Sauerstoffsättigung (prozentgenau), 30 - 240 bpm (Pulsrate)
- Hohe Messgenauigkeit: +/- 2 % Sättigung, +/- 1 bpm Puls
- Batteriestandanzeige und automatische Abschaltung
- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA (bitte dazu bestellen)
- Maße: 58 x 33 x 32 mm, Gewicht inkl. Batterien: 50 g
- Pulsoximeter inklusive Halteband, Gürtel-Tasche und deutscher Anleitung

**Preis: 26,90 EUR** statt empfohlenem Herstellerpreis von 69,90 EUR

Bestell-Nr. NX-8740-625

**Produktlink:** <http://www.pearl.de/a-NX8740-5201.shtml>

#### **Bilderlinks:**

[http://www.pearl.de/Presse/NX-8740\\_1\\_newgen\\_medicals\\_Medizinischer\\_Finger-Pulsoximeter\\_mit\\_OLED-Farbdisplay\\_exakte\\_Messung.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8740_1_newgen_medicals_Medizinischer_Finger-Pulsoximeter_mit_OLED-Farbdisplay_exakte_Messung.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8740\\_2\\_newgen\\_medicals\\_Medizinischer\\_Finger-Pulsoximeter\\_mit\\_OLED-Farbdisplay\\_exakte\\_Messung.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8740_2_newgen_medicals_Medizinischer_Finger-Pulsoximeter_mit_OLED-Farbdisplay_exakte_Messung.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8740\\_3\\_newgen\\_medicals\\_Medizinischer\\_Finger-Pulsoximeter\\_mit\\_OLED-Farbdisplay\\_exakte\\_Messung.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8740_3_newgen_medicals_Medizinischer_Finger-Pulsoximeter_mit_OLED-Farbdisplay_exakte_Messung.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8740\\_4\\_newgen\\_medicals\\_Medizinischer\\_Finger-Pulsoximeter\\_mit\\_OLED-Farbdisplay\\_exakte\\_Messung.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8740_4_newgen_medicals_Medizinischer_Finger-Pulsoximeter_mit_OLED-Farbdisplay_exakte_Messung.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8740\\_5\\_newgen\\_medicals\\_Medizinischer\\_Finger-Pulsoximeter\\_mit\\_OLED-Farbdisplay\\_exakte\\_Messung.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8740_5_newgen_medicals_Medizinischer_Finger-Pulsoximeter_mit_OLED-Farbdisplay_exakte_Messung.jpg)  
[http://www.pearl.de/Presse/NX-8740\\_6\\_newgen\\_medicals\\_Medizinischer\\_Finger-Pulsoximeter\\_mit\\_OLED-Farbdisplay\\_exakte\\_Messung.jpg](http://www.pearl.de/Presse/NX-8740_6_newgen_medicals_Medizinischer_Finger-Pulsoximeter_mit_OLED-Farbdisplay_exakte_Messung.jpg)

# Presse-Information

**PEARL bei Twitter:**

<https://twitter.com/PEARLGmbH>

**PEARL auf Facebook:**

<https://www.facebook.com/Pearl.GmbH>

**PEARL auf Google+:** <https://plus.google.com/+pearl/>

**Unsere Pressemitteilungen** finden Sie hier: <http://bit.ly/PEARL-Pressefach>

**PEARL-Logo zum Download:** <http://bit.ly/PEARL-Logo>

**Bezugsquelle:** PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 0180/ 555 82, [www.pearl.de](http://www.pearl.de)